



LA LECHE  
LEAGUE  
*France*

# DAL\* TEMPORAIRE "FAIT MAISON"

DAL : DISPOSITIF D'AIDE À LA LACTATION

**AFIN DE RÉALISER LE MONTAGE DU DISPOSITIF, LE MATÉRIEL  
ET LES MAINS SERONT PROPRES, LAVÉES À L'EAU ET AU SAVON  
ET SÉCHÉES AVEC UNE SERVIETTE PROPRE**

## Matériel nécessaire :

Une sonde à nutrition gastrique, ordonnance au nom de l'enfant :

- Vygon charrière 5, référence 310.05 Code ACL 715 7348; (pour le lait maternel)
- Vygon charrière 6, référence 310.06 Code ACL 628 1365 ; (pour le lait artificiel ou épaissi ; si le débit est trop rapide, préférer une sonde charrière 5)

Un petit biberon propre ;

Une seringue sans aiguille ;

Une petite boîte propre avec un couvercle pour ranger la sonde.



## Montage du dispositif :

Dévisser le biberon ;

Agrandir un trou de la tétine avec des ciseaux propres ;

Couper le bouchon de l'embout en plastique à l'extrémité de la sonde avec des ciseaux propres ;

Insérer la sonde par l'intérieur de la tétine et la faire ressortir ;

L'embout en plastique doit toucher le fond du biberon.

**Info pratique :** Pour avoir quelques centimètres de sonde plus libre, vous pouvez inverser la tétine avant de la visser (à l'intérieur du biberon).

# DAL\* TEMPORAIRE "FAIT MAISON"

DAL : DISPOSITIF D'AIDE À LA LACTATION

## Entretien de la sonde :

1. Ne pas faire bouillir la sonde du dispositif maison. Elle n'est pas conçue pour le supporter et cela laisserait un dépôt de calcaire qui gênerait l'écoulement du lait ;

2. Après avoir utilisé le dispositif, nettoyer avec un goupillon le biberon et la tétine à l'eau chaude avec du produit vaisselle et bien rincer ;

3. Aspirer avec une seringue sans aiguille de l'eau froide pour rincer la sonde (de l'eau très chaude ferait cuire le lait à l'intérieur) puis injecter, toujours à l'aide de la seringue sans aiguille via l'embout plastique de la sonde :

- de l'eau tiède savonneuse avec du produit vaisselle pour la laver
- de l'eau froide pour la rincer
- puis envoyer de l'air pour sécher

La ranger dans une petite boîte.

L'extrémité de la sonde va se rigidifier au bout de plusieurs utilisations et elle sera à changer au bout de quelques jours.

*Ce dispositif «fait maison» est prévu pour un bébé né à terme et en bonne santé. Il est également utilisable pour le DAL au doigt.*

## Dispositif installé lors de la tétée :



## Pour plus de détails sur l'utilisation :

Vous pouvez consulter le site de La Leche League France où vous trouverez divers articles et vidéos. Vous pouvez également contacter votre animatrice LLL.

[www.lllfrance.org](http://www.lllfrance.org)